



Cennik detaliczny produktów 4TEK (Włochy)

Data wydania: 1 października 2024r.


Kompresory

	MIRAGE 70	Kompresor bezolejowy 1 stanowisko, wydajność 70 l./min., zbiornik 25 l., głośność 66 dB	4 200 PLN brutto
	MIRAGE 70E	Kompresor bezolejowy z osuszaczem 1 stanowisko, wydajność 70 l./min., zbiornik 25 l., głośność 66 dB	5 500 PLN brutto
	MIRAGE 100	Kompresor bezolejowy 1-2 stanowiska, wydajność 100 l./min., zbiornik 25 l., głośność 66 dB	4 800 PLN brutto
	MIRAGE 100E	Kompresor bezolejowy z osuszaczem 1-2 stanowiska, wydajność 100 l./min., zbiornik 25 l., głośność 66 dB	6 100 PLN brutto
	MIRAGE 130	Kompresor bezolejowy 2 stanowiska, wydajność 130 l./min., zbiornik 25 l., głośność 67 dB	5 800 PLN brutto
	MIRAGE 130E	Kompresor bezolejowy z osuszaczem 2 stanowiska, wydajność 130 l./min., zbiornik 25 l., głośność 67 dB	7 100 PLN brutto
	ECO2	Kompresor bezolejowy 2 stanowiska, wydajność 150 l./min., zbiornik 50 l., głośność 68 dB	7 000 PLN brutto
	ECO2E	Kompresor bezolejowy z osuszaczem 2 stanowiska, wydajność 150 l./min., zbiornik 50 l., głośność 68 dB	8 600 PLN brutto
	ECO3	Kompresor bezolejowy 3 stanowiska, wydajność 225 l./min., zbiornik 50 l., głośność 70 dB	9 000 PLN brutto
	ECO3E	Kompresor bezolejowy z osuszaczem 3 stanowiska, wydajność 225 l./min., zbiornik 50 l., głośność 70 dB	11 000 PLN brutto
	STEALTH 25	Mały kompresor bezolejowy Wydajność 25 l./min., zbiornik 4 l., głośność 60 dB	1 600 PLN
	STEALTH 60	Mały kompresor bezolejowy Wydajność 60 l./min., zbiornik 8 l., głośność 62 dB	2 000 PLN

Pompy ssaka

	RAIN 1	Pompa ssaka mokra 1 stanowisko, wydajność 2800 g./min., sukcja min. 170 mbar, głośność 53 dB	6 000 PLN brutto
	RAIN 2	Pompa ssaka mokra 2 stanowiska, wydajność 2800 g./min., sukcja min. 220 mbar, głośność 53 dB	9 000 PLN brutto
	RAIN 1C	Pompa ssaka mokra w metalowej obudowie 1 stanowisko, wydajność 2800 g./min., sukcja min. 170 mbar, głośność 53 dB	7 300 PLN brutto

Stacje zasilające (kompresor + pompa ssaka + szafa)

	STONE 1E	Zestaw Mirage 100E + RAIN 1 + estetyczna szafa przyłączeniowa 1 stanowisko, wymiary 55 x 55 x 136 cm, głośność 51 dB, waga 115 kg	21 500 PLN brutto
	STONE 2E	Zestaw Mirage 130E + RAIN 2 + estetyczna szafa przyłączeniowa 2 stanowiska, wymiary 55 x 55 x 136 cm, głośność 51 dB, waga 115 kg	25 000 PLN brutto

Warunki dostawy i płatności:

- Niniejszy cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
- Podane ceny są cenami PLN brutto, chyba, że przy cenie podano inaczej.
- Zamówiony sprzęt wysyłamy za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub własnym transportem.
- Zapewniamy pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- Ceny obowiązują do daty wydania następnego cennika.
- Ceny mogą ulec zmianie w przypadku istotnej zmiany kursów walut.
- Zastrzegamy sobie prawo do zmian asortymentu i cen przed wydaniem nowego cennika, jak również do pomyłek i błędów w druku.