




## Cennik lamp polimeryzacyjnych BLUEDENT firmy BG Light Pro (Bułgaria)

Data wydania cennika: 1 maja 2025r., podane ceny brutto

BG LIGHT PRO to bułgarski producent z ponad 30-letnim doświadczeniem, specjalizujący się w urządzeniach do fotopolimeryzacji i wybielania zębów pod marką BLUEDENT. Produkty firmy są wykorzystywane przez stomatologów w ponad 110 krajach. Dzięki stałym inwestycjom w rozwój technologiczny BG LIGHT PRO należy do czołowych europejskich producentów w branży.


### Seria BLUEDENT POWER PEN



Kompaktowa i lekka lampa polimeryzacyjna LED, o nowoczesnym wzornictwie, dostępna w wielu kolorach. Wyposażona w moduł LED high-tech, światłowód autoklawowalny oraz filtr ochronny, zapewnia szybkie i skuteczne działanie w zakresie długości fal 410-490 nm.

|                                      |   |  |                         |
|--------------------------------------|---|--|-------------------------|
| <p><b>Power Pen<br/>Color</b></p>    |   | <p>Tryb utwardzania: RAMP<br/>         Intensywność światła: 1100 mW/cm<sup>2</sup><br/>         Materiał obudowy: tworzywo<br/>         Kolor obudowy: 12 kolorów<br/>         Waga: 100g<br/>         W zestawie stojak</p>              | <p><b>820 PLN</b></p>   |
| <p><b>Power Pen<br/>cordless</b></p> |  | <p>Tryb utwardzania: RAMP<br/>         Intensywność światła: 1100 mW/cm<sup>2</sup><br/>         Materiał obudowy: aluminium<br/>         Kolor obudowy: biały, srebrny, czarny<br/>         Waga: 125g<br/>         W zestawie stojak</p> | <p><b>1 000 PLN</b></p> |
| <p><b>Power Pen<br/>cable</b></p>    |  | <p>Tryb utwardzania: RAMP<br/>         Intensywność światła: 1300 mW/cm<sup>2</sup><br/>         Materiał obudowy: aluminium<br/>         Kolor obudowy: biały, srebrny, czarny<br/>         Waga: 100g<br/>         W zestawie: rękaw</p> | <p><b>850 PLN</b></p>   |

### Seria BLUEDENT XPRESS

Szerokopasmowa bezprzewodowa lampa polimeryzacyjna LED o wysokiej mocy przeznaczona do utwardzania materiałów stomatologicznych. Wyposażona w mocne moduły LED i szerokopasmowe diody w zakresie 410-490 nm, zapewnia skuteczną i równomierną polimeryzację.

|                        |   |   |                         |
|------------------------|---|---|-------------------------|
| <p><b>Xpress +</b></p> |  | <p>Tryb utwardzania: HYPER, RAMP<br/>         Intensywność światła: 1500 i 3500 mW/cm<sup>2</sup><br/>         Materiał obudowy: aluminium<br/>         Kolor obudowy: 5 kolorów<br/>         Waga: 175g<br/>         W zestawie stojak</p> | <p><b>1 500 PLN</b></p> |
|------------------------|---|---|-------------------------|

|                          |   |   |                  |
|--------------------------|---|---|------------------|
| <b>Xpress cordless</b>   |  | <p>Tryb utwardzania: HYPER, RAMP<br/>         Intensywność światła: 1500 i 3500 mW/cm<sup>2</sup><br/>         Materiał obudowy: aluminium<br/>         Kolor obudowy: 5 kolorów<br/>         Waga: 215g<br/>         W zestawie stojak</p> | <b>1 200 PLN</b> |
| <b>Xpress R cordless</b> |  | <p>Tryb utwardzania: RAMP<br/>         Intensywność światła: 2100 mW/cm<sup>2</sup><br/>         Materiał obudowy: aluminium<br/>         Waga: 156g<br/>         Kolor obudowy: biały, srebrny, czarny<br/>         W zestawie stojak</p>  | <b>1 100 PLN</b> |
| <b>Xpress cable</b>      |  | <p>Tryb utwardzania: HYPER, RAMP<br/>         Intensywność światła: 1500 i 3500 mW/cm<sup>2</sup><br/>         Materiał obudowy: aluminium<br/>         Waga: 138g<br/>         W zestawie rękaw</p>  | <b>950 PLN</b>   |

### Seria BLUEIDENT SMART

Bezprzewodowa lampa polimeryzacyjna LED zaprojektowana z myślą o efektywnej i bezpiecznej polimeryzacji materiałów stomatologicznych. Dzięki szerokopasmowym diodom LED (410-490 nm) urządzenie zapewnia szybkie i równomierne utwardzanie materiałów.

|                           |   |  |                  |
|---------------------------|---|--|------------------|
| <b>Smart Xpress</b>       |  | <p>Tryb utwardzania: HYPER, RAMP, PULS, LONG<br/>         Intensywność światła: 1500 i 3500 mW/cm<sup>2</sup><br/>         Materiał obudowy: tworzywo<br/>         Waga (bez podstawy): 260g<br/>         W zestawie stojak-ładowarka<br/>         Bezprzewodowa konstrukcja<br/>         System chłodzenia: mikrowentylator i radiator<br/>         Wersja Ortho bez trybu PULS<br/>         Czas utwardzania: 3/6/9/18/30/36</p> | <b>1 350 PLN</b> |
| <b>Smart Xpress Ortho</b> |   | <b>1 350 PLN</b>   |                  |
| <b>Smart cordless</b>     |  | <p>Tryb utwardzania: RAMP, PULS, LONG, FAST<br/>         Intensywność światła: 1300 mW/cm<sup>2</sup><br/>         Materiał obudowy: tworzywo<br/>         Waga (bez podstawy): 234g<br/>         W zestawie stojak-ładowarka<br/>         System chłodzenia: mikrowentylator i radiator</p>   | <b>1 200 PLN</b> |
| <b>Smart cable</b>        |  | <p>Tryb utwardzania: RAMP, PULS, LONG, FAST<br/>         Intensywność światła: 1300 mW/cm<sup>2</sup><br/>         Materiał obudowy: tworzywo<br/>         Waga (bez podstawy): 224g<br/>         W zestawie rękaw i zasilacz<br/>         System chłodzenia: mikrowentylator i radiator</p>   | <b>1 000 PLN</b> |

| [biuro@makromed.com.pl](mailto:biuro@makromed.com.pl) | +48 42 678 88 54 | ul. Czechosłowacka 1 | 92-216 Łódź |

Warunki dostawy i płatności:

- Niniejszy cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
- Podane ceny są cenami PLN brutto, chyba, że przy cenie podano inaczej.
- Zamówiony sprzęt wysyłamy za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub własnym transportem.
- Zapewniamy pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- Ceny obowiązują do daty wydania następnego cennika.
- Ceny mogą ulec zmianie w przypadku istotnej zmiany kursów walut.
- Zastrzegamy sobie prawo do zmian asortymentu i cen przed wydaniem nowego cennika, jak również do pomyłek i błędów w druku.